



**INSTRUÇÕES DE USO**  
**TALA DE TRAÇÃO CT-7**

USO PRETENDIDO: A TALA DE TRACÇÃO DE PERNA CT-7 destina-se a fornecer suporte e tração para fraturas do fêmur médio durante o atendimento pre-hospitalar e transporte do paciente.

INDICAÇÕES: Fraturas da diáfise média do fêmur.

GRUPO DE PACIENTES PRETENDIDO: Adultos com fraturas diafisárias do fêmur, não envolvendo a articulação do joelho.

USUÁRIO PRETENDIDO: Profissionais de saúde e pessoal não médico treinado.

INSTRUÇÕES:

Certifique-se de assistir ao breve vídeo em nosso site: <https://www.faretec.com/training-videos>

1. Remova o engate de tornozelo do bolso externo.
2. Enrole o engate de tornozelo em volta do tornozelo da perna lesionada.
3. Verifique se a fivela do engate está voltada para o pé do paciente.
4. Remova a tala da bolsa e deixe todos os tubos encaixarem.
5. Prenda a fivela na extremidade da tala ao engate do tornozelo.
6. Prenda a faixa isquiática/virilha enrolando-a na parte superior da coxa e apertando a faixa.
7. Enrole as tiras de ambas as pernas em volta da perna do paciente, uma acima do joelho e outra abaixo do joelho.
8. Gire a PORCA do mecanismo de tração na extremidade dos pés da tala. Gire na direção das setas para aplicar tração.
9. Monitore e anote a extensão da tração alcançada.
10. Pare assim que a tração adequada for aplicada: A perna lesionada tem o mesmo comprimento da perna não lesionada, o paciente sente alívio, e o inchaço é reduzido.

O sistema de tração com haste roscada força o Medic a aplicar tração lenta e cuidadosamente para que nenhum dano adicional seja causado.

feito ao paciente. Também permite um ajuste fácil em pequenos incrementos.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS:

- Fornece suporte e tração para fraturas da diáfise média do fêmur
- Reduz hemorragias e espasmos musculares
- Evita maiores danos aos músculos, tecidos e estrutura anatômica circundantes
- Alivia a dor do paciente

**MANUTENÇÃO E LIMPEZA:**


Inspeccione a tala após cada uso. A estrutura deve estar livre de contaminação. A moldura pode ser limpa com sabão e água e seque com uma toalha descartável. Se o engate do tornozelo, as tiras das pernas ou a cinta isquiática estiverem contaminados ou desgastados, não os reutilize, eles precisarão ser substituídos por novos. Para substituição entre em contato com a FareTec: +1-440-350-9510.



**CONTRAINDICAÇÕES:** Talas de tração não devem ser usadas para fraturas do colo do fêmur, fratura e/ou luxação do joelho e fratura do tornozelo.









**AVISOS, PRECAUÇÕES E LIMITAÇÕES:** Nenhum

**ELIMINAÇÃO SEGURA:** O produto deve ser descartado em área dedicada conforme recomendado pelas autoridades locais.

**AVISO:** Por favor informe a FareTec ou a autoridade competente do Estado Membro em que você usa este produto qualquer incidente grave que tenha ocorrido e que você suspeite estar relacionado a este dispositivo. Se você suspeitar de um defeito potencial ou um produto não atendeu às suas expectativas, informe isso à Empresa e forneça conforme tanta informação quanto possível. Número de telefone da empresa: +1-440-350-9510

 FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510

 **EC REP** CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain 

	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use		Catalogue number
	Date of manufacture		Batch code

1610 West Jackson St. Unit 6 Painesville OH 44077