

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • [www.faretec.com](http://www.faretec.com)

**INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE  
TRAKČNÁ DLAHA CT-6**

**URČENÉ POUŽITIE:** TRAKČNÁ DLAHA CT-6 LEG TRACTION je určená na poskytovanie podpory a trakcie zlomeninám strednej časti stehennej kosti počas prednemocničnej starostlivosti a transportu pacienta.

**INDIKÁCIE:** Zlomeniny strednej časti stehennej kosti.

**URČENÁ SKUPINA PACIENTOV:** Dospelí so zlomeninami drieku stehennej kosti, ktoré nezahŕňajú kolenný kĺb.

**URČENÝ POUŽÍVATEL:** Zdravotnícki pracovníci a vyškolený nelekársky personál.

**INŠTRUKCIE:**

1. Skontrolujte krvný obeh v nohe. Distálny pulz pešo.
2. V prípade potreby odrežte nohavice
3. Posúďte zranenie a zistite, či je potrebná trakcia. Určite úroveň bolesti. Porovnajte dĺžku nôh pacienta.
4. Vyberte dlahu z vrečka
5. Potraste dlahou nahor a nadol, aby sa spojili časti trubice. Ručne pripojte všetky neprepojené rúrky.
6. Umiestnite sa vedľa nezranenej nohy. Dlahu by mala siahať tesne nad bedrový hrebeň a 6 palcov (10 - 15 cm) pod chodidlo pacienta.
7. Pridajte alebo odoberte časti trubice podľa potreby pre správnu veľkosť. Zložte všetky odpojené rúrky pozdĺž dlahy.
8. Zaistite tieto časti trubice sedacím uzáverom.
9. Omotajte ischiálny popruh okolo nohy a pripevnite sponu na čiapku. Uistite sa, že pracka je navrchu. Nie pod nohu. Utiahnite voľný koniec popruhu pracky.
10. Umiestnite nohu do závesu členku. Použite posuvný koniec popruhu na nohu, aby ste sa uistili, že popruh je rovnomerne umiestnený na oboch stranách členku. Omotajte členkový remienok okolo členku a preložte malý pútko, aby ste ho zaistili. Utiahnite pracku popruhu na chodidle, aby ste odstránili vôľu.
11. Pilulková linka na mierne napnutie. V tomto bode by mala byť použitá minimálna trakcia len tak, aby dlahu spočívala vo svojej vhodnej polohe.
12. Zdvihnite linku do V-Jam.
13. Omotajte popruhy na nohy, dva nad kolenom a dva pod. Nezakrývajte zranenie alebo koleno.
14. Aplikujte trakciu opätovným nastavením napätia, kým sa nedosiahne pohodlie pacienta. Zdvihnite linku a znova zaistite V-Jam
15. Zastrčte prebytočnú líniu pod popruh na nohy

**POZNÁMKY:** Aplikujte trakciu, kým sa úroveň bolesti pacienta nezníži. Aplikujte trakciu, kým nohy pacienta nebudú mať rovnakú dĺžku.

**KLINICKÉ VÝHODY:**

- Poskytnite oporu a ťah na zlomeniny strednej časti stehennej kosti
- Znižuje krvácanie a svalové kŕče
- Zabráňuje ďalšiemu poškodeniu okolitého svalu, tkaniva a anatomickej štruktúry
- Zmierňuje bolesť pacienta

**ÚDRŽBA A ČISTENIE:**

Skontrolujte dlahu po každom použití. Rám by mal byť zbavený nečistôt. Rám je možné čistiť mydlom a vodou a osušiť jednorazovou utierkou. Ak je členkový záves, nožný popruh alebo ischiálny popruh znečistený alebo opotrebovaný, nepoužívajte ich znova, bude potrebné ich vymeniť za nové. Pre výmenu kontaktujte FareTec: +1-440-350-9510.

**KONTRAINDIKÁCIE:** Trakčné dlahy by sa nemali používať pri zlomeninách krčka stehennej kosti, zlomenine a/alebo vykĺbení kolena a pri zlomenine členku.

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • [www.faretec.com](http://www.faretec.com)

UPOZORNENIA, BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A OBMEDZENIA: Žiadne

BEZPEČNÁ LIKVIDÁCIA: Produkt by mal byť zlikvidovaný na mieste určenom podľa odporúčania miestnych úradov.

UPOZORNENIE: Nahláste spoločnosti FareTec alebo príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používate tento produkt, akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytol a máte podozrenie, že súvisí s týmto zariadením. Ak máte podozrenie na potenciálnu chybu alebo produkt nespĺnil vaše očakávania, nahláste to Spoločnosti a poskytnite čo najviac informácií. Telefónne číslo spoločnosti

: +1-440-350-9510











FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510  
(f) 440-350-9520, [www.faretec.com](http://www.faretec.com)



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006  
Málaga-Spain



	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use		Catalogue number
	Date of manufacture		Batch code