

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**CT-6 TRAKCIJAS SKANA**

IZMANTOŠANA: CT-6 LEG TRACTION SPLINT ir paredzēts, lai nodrošinātu atbalstu un vilkšanu augšstilba kaula vidusdaļas lūzumiem pirmsslimnīcas aprūpes un pacienta transportēšanas laikā.

INDIKĀCIJAS: Ciskas kaula vidusdaļas lūzumi.

PAREDZĒTĀ PACIENTU GRUPA: Pieaugušie ar augšstilba kaula lūzumiem, kas nav saistīti ar ceļa locītavu.

PAREDZĒTAIS LIETOTĀJS: veselības aprūpes speciālisti un apmācīts personāls, kas nav medicīniskais personāls.

INSTRUKCIJAS:

1. Pārbaudiet cirkulāciju kājā. Distālais pulss uz kājām.
2. Ja nepieciešams, nogrieziet bikšu kāju
3. Novērtējiet traumu, lai noteiktu, vai ir nepieciešama vilce. Nosakiet sāpju līmeni. Salīdziniet pacienta kāju garumus.
4. Izņemiet šinu no maisa
5. Kratiet šinu uz augšu un uz leju, lai savienotu caurules daļas. Manuāli pievienojiet visas atvienotās caurules.
6. Lūdzu, vienojieties kopā ar nesavainotu kāju. Šinai ir jāsniedzas tieši virs gūžas virsotnes un 6 collas (10-15 cm) zem pacienta pēdas.
7. Pievienojiet vai noņemiet caurules daļas, ja nepieciešams, lai nodrošinātu pareizu izmēru. Salieciet visas atvienotās caurules kopā ar šinu.
8. Nostipriniet šīs caurules daļas ar sēžamvietas vāciņu.
9. Aptiniet sēžas siksnu ap kāju un piestiprināto klipsi pie vāciņa. Pārliecinieties, vai sprādze atrodas augšpusē. Ne zem kājas. Pievelciet sprāzdes siksnas vaļīgo galu.
10. Ievietojiet pēdu potītes āķī. Izmantojiet pēdas siksnas bīdāmo galu, lai nodrošinātu, ka siksnā ir vienādi novietota abās potītes pusēs. Aptiniet potītes siksnu ap potīti un salokiet mazo mēlīti, lai nostiprinātu. Pievelciet pēdas siksnas sprādzi, lai novērstu atslābumu.
11. Tablešu līnija, lai pielietotu mērenu spriedzi. Šajā vietā jāpieliek minimāls vilces spēks, lai šina atrastos atbilstošajā pozīcijā.
12. Paceliet līniju V-Jam.
13. Aptiniet kāju siksnas, divas virs ceļgala un divas zemāk. Nepārsedziet traumu vai ceļgalu.
14. Pielietojiet vilkmi, noregulējot spriegojumu, līdz tiek sasniegts pacienta komforts. Paceliet līniju uz augšu un atkārtoti bloķējiet V-Jam
15. Pavelciet lieko līniju zem kāju siksnas

PIEZĪMES: veiciet vilkšanu, līdz pacienta sāpju līmenis ir samazinājies. Veiciet vilkšanu, līdz pacienta kājas ir vienāda garuma.

KLĪNISKIE PRIEKŠROCĪBAS:

- Nodrošiniet atbalstu un saķeri augšstilba kaula lūzumu gadījumā
- Samazina asiņošanu un muskuļu spazmas
- Novērš turpmākus apkārtējo muskuļu, audu un anatomiskās struktūras bojājumus
- Mazina pacienta sāpes

APKOPE UN TĪRĪŠANA:

Pārbaudiet šinu pēc katras lietošanas reizes. Rāmim jābūt brīvam no piesārņojuma. Rāmi var notīrīt ar ziepēm un ūdeni un nosusināt ar vienreizējās lietošanas dvieli. Ja potītes stiprinājumam, kāju siksnām vai siksnām ir kāds piesārņojums vai tie ir

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • [www.faretec.com](http://www.faretec.com)

nolietoti, neizmantojiet tos atkārtoti, tie būs jāaizstāj ar jauniem. Lai nomainītu, lūdzu, sazinieties ar FareTec: +1-440-350-9510.

KONTRINDIKĀCIJAS: Vilces šinas nedrīkst lietot augšstilba kaula lūzumu, ceļgala lūzumu un/vai mežģījumu, kā arī potītes lūzuma gadījumā.

BRĪDINĀJUMI, PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN IEROBEŽOJUMI: nav

DROŠA IZMEKLĒŠANĀS: Produkts jāiznīcina tam paredzētajā vietā, kā to ieteikušas vietējās varas iestādes.

PAZIŅOJUMS: Lūdzu, ziņojiet FareTec vai tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietojat šo izstrādājumu, par visiem nopietniem incidentiem, kas ir notikuši un jums ir aizdomas, ka tie ir saistīti ar šo ierīci. Ja jums ir aizdomas par iespējamu defektu vai prece neatbilst jūsu cerībām, lūdzu, ziņojiet par to Uzņēmumam un sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas. Uzņēmuma tālruna numurs

: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510  
(f) 440-350-9520, [www.faretec.com](http://www.faretec.com)



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006  
Málaga-Spain



	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use		Catalogue number
	Date of manufacture		Batch code