



1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

INSTRUCTIONS FOR USE LIFEBOX50

USO PREVISTO:

LIFEBOX50 está destinado a la protección, transporte y aislamiento temporal de contenido sensible a la temperatura.

USUARIOS DESTINADOS:

Los primeros ~~en responder~~ auxilios y otros sujetos que necesitan transporte y aislamiento temporal de contenido sensible a la temperatura.

RENDIMIENTO:

LIFEBOX50 puede mantener su temperatura interior por encima o por debajo de la temperatura ambiente según las preferencias del usuario.

INSTRUCCIONES:

- Inserte cualquier compresa fría comercial. Colóquelos alrededor de la carga útil para distribuir la fuente de manera uniforme. Se puede recomendar evitar que los medicamentos toquen directamente las fuentes de enfriamiento. En este caso, coloque una barrera entre ellos.
- Localice la sonda de temperatura y colóquela cerca del centro de la carga útil.
- Una vez que todos los componentes estén dentro del LIFEBOX50, asegúrese de que ningún elemento se interponga entre los bordes del panel cuando se cierre la tapa. Cierre las manijas del pestillo y bloquee si es necesario (no incluido).
- Monitoree la temperatura de la carga útil periódicamente durante el transporte y el uso. El termómetro digital se encuentra en la parte frontal del LIFEBOX50.

Formatted: Font:

Formatted: List Paragraph, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5"

LIFEBOX50 a menudo mantendrá su temperatura durante 40-50 horas. Esto variará según la temperatura ambiente, la carga útil y las fuentes de refrigeración. Abra la tapa solo cuando sea necesario, para extender esta duración.

Si se necesita un período de control de temperatura más prolongado, inserte una fuente de enfriamiento y un monitor adicionales.

Cada LIFEBOX50 se prueba antes de salir de fábrica; sin embargo, se recomienda que cada agencia realice una prueba en su entorno de trabajo y carga útil típicos. Esto le dará al usuario una idea del rendimiento que puede esperar.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Limpie la superficie interior si está sucia, con un paño ligeramente humedecido y una pequeña cantidad de jabón. La tapa debe dejarse abierta después para que se seque lo suficiente. El exterior se puede limpiar con agua tibia y jabón. No utilice nunca detergentes abrasivos, lana de acero, esponjas abrasivas o disolventes químicos. Después de limpiar, seque todas las piezas con cuidado.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna.

IF_LBv.1_SPA_20210614



1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y LIMITACIONES: Ninguna

ELIMINACIÓN SEGURA: El producto debe desecharse en el área específica recomendada por las autoridades locales.

AVISO: Informe a FareTec o a la autoridad competente del eEstado miembro en el que utilice este producto sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido y sospeche que está relacionado con este dispositivo. Si sospecha que un defecto potencial o un producto no ha cumplido con sus expectativas, infórmelo a la cCompañía y proporcione la mayor cantidad de información posible. Número de teléfono de la empresa: + 1-440-350-9510.



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510
(f) 440-350-9520, www.faretec.com



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006
Málaga-Spain



	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use		Catalogue number
	Date of manufacture		Batch code