

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • [www.faretec.com](http://www.faretec.com)

**KASUTUSJUHEND**  
**CT-7 VEDUMISLAAS**

**KASUTAMINE:** CT-7 LEG TRACTION SPLINT on ette nähtud reieluu keskmiste luumurdude toetamiseks ja veojõu tagamiseks haiglaeelse ravi ja patsiendi transpordi ajal. Töötab täiskasvanute, pediaatria ja põlve all olevate rakendustega.

**NÄIDUSTUSED:** Reieluu keskosa murrud.

**PATSIENTIDE RÜHM:** täiskasvanud, kellel on reieluu võlli murrud, mis ei hõlma põlveliigest.

**MÄÄRATUD KASUTAJA:** tervishoiutöötajad ja koolitatud mittemeditsiinilised töötajad.  
**JUHISED:**

Palun vaadake kindlasti lühikest videot meie veebisaidil:

<https://www.faretec.com/training-videos>

1. Eemaldage välistaskust pahkluu konks.
  2. Keerake pahkluu konks ümber vigastatud jala pahkluu.
  3. Veenduge, et tindikonksu lukk on suunatud patsiendi jala poole.
  4. Eemaldage kotist lahas ja laske kõigil torudel haakuda.
  5. Mõõtke lahas mööda patsiendi külge: lahase ülaosa peaks olema patsiendi puusaharjal. Vajadusel lisage või lahutage torud, eemaldades Ischiali korgi ja kinnitades või vabastades torud vastavalt. Voldi üleliigsed torud lahase kõrvale. Seejärel asendage Ischial kork. Pediaatria ja alla põlvede rakenduse puhul on see samm hädavajalik.
  6. Kinnitage lahase otsas olev lukk pahkluu haakeseadme külge.
  7. Kinnitage Ischial/kubemepael, mähkides selle ümber reie ülaosa ja pingutades rihma.
  8. Keerake mõlemad jalarihmad ümber patsiendi jala, üks põlvest kõrgemale, teine põlve alla.
  9. Keerulise tõmbemehhanismi PUTTER lahase jala otsas. Veojõu rakendamiseks keerake noolte suunas.
  10. Jälgige ja märkige üles saavutatava veojõu pikkus.
  11. Peatage, kui on rakendatud piisavat veojõudu: vigastatud jalg on vigastamata jalaga võrdne, patsient tunneb kergendust ja turse väheneb.
- Keermestatud varda tõmbesüsteem sunnib meditsiinilist tõmbejõudu aeglaselt ja ettevaatlikult rakendama, et patsient ei kahjustaks rohkem. See võimaldab ka hõlpsat reguleerimist väikeste sammudega.

**KLIINILISED EELISED:**

- Pakkuda tuge ja tõmbejõudu reieluu keskosa murdude korral
- Vähendab hemorraagiat ja lihasspasme
- Hoiab ära ümbritseva lihase, kudede ja anatoomilise struktuuri edasise kahjustamise
- Leevendab patsiendi valu

**HOOLDUS JA PUHASTAMINE:**

Kontrollige lahas pärast iga kasutamist. Raam peab olema saastevaba. Raami saab puhastada vee ja seebiga ning kuivatada ühekordselt kasutatava rätikuga. Kui pahkluu kinnitus, jalarihmad või istmikurihm on määrdunud või kulunud, ärge neid uuesti kasutage, need tuleb asendada uutega. Asendamiseks võtke ühendust FareTeciga: +1-440-350-9510.

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • [www.faretec.com](http://www.faretec.com)

VASTUNÄIDUSTUSED: Tõmbelahasid ei tohi kasutada reieluumurdude, põlve murdude ja/või nihetuse ning hüppeliigese murru korral.

HOIATUSED, ETTEVAATUSABINÕUD JA PIIRANGUD: puuduvad

OHUTU KÄTTESTAMINE: Toode tuleb kõrvaldada selleks ettenähtud kohta vastavalt kohalike võimude soovitudele.

MÄRKUS. Teatage FareTecile või selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus te seda toodet kasutate, kõigist juhtunud tõsistest vahejuhtumitest, mida kahtlustate selle seadmega seoses. Kui kahtlustate võimalikku defekti või toode ei vasta teie ootustele, teavitage sellest ettevõtet ja edastage võimalikult palju teavet. Ettevõtte telefoninumber

: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510  
(f) 440-350-9520, [www.faretec.com](http://www.faretec.com)



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006  
Málaga-Spain



	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use		Catalogue number
	Date of manufacture		Batch code