

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CT-6 HÚZÓSÍN

Használati javallat: A CT6 LÁB HÚZÓSÍN, a combcsontszár töréseinél alkalmas a végtag rögzítésére és sínezésére a preshospitális ellátás és betegszállítás során.

JAVALLATOK: combcsont szárának törése

BETEGEK CÉLCSOPORTJA: combcsontszár-törést szenvedett felnőttek, amely törés nem terjed ki a térdízületre.

JAVALLOTT FELHASZNÁLÓ: Egészségügyi szakemberek és képzett nem egészségügyi személyzet.

UTASÍTÁSOK:

1. Ellenőrizze a keringést. Tapintsa ki a distalis pulzust a lábon.
2. Ha szükséges vágja le a beteg nadrágját.
3. Mérje fel a sérülést, hogy eldönthesse, milyen lépésekre van szükség. Határozza meg a fájdalom mértékét. Hasonlítsa össze a beteg lábainak hosszát.
4. Vegye ki a húzósínt a tasakjából.
5. Rázza fel-le a húzósínt, hogy az egyes csőszakaszok összecsisúshassanak. A kimaradó csöveket kézzel csúsztassa össze.
6. Helyezze a húzósínt az egészséges láb mellé. A húzósín egyik végének kicsivel a csípő felett, másik végének pedig a páciens lába alatt 10-15 cm-rel kell lennie.
7. A megfelelő méret eléréséhez adjon hozzá vagy vegyen el csődarabokat. A nem csatlakoztatott csődarabokat hajtsa össze.
8. A nem használt szakaszokat rögzítse a deréknál található elemmel.
9. Rendezze el a derékhevedert a comb körül a képen látható módon, és rögzítse a csattal. Ellenőrizze, hogy a csat felül van, nem pedig a láb alatt. Húzza meg a csat hevederét.
10. Igazítsa el a bokarögzítőt a lábon. A lábfejheveder csúsztatható végével állítsa be, hogy a heveder a boka mindkét oldalán egyenlő hosszúságú legyen. A bokahevedert tekerje a boka köré, és a végét visszahajtva rögzítse. Húzza szorosra a lábfejheveder kapcsát.
11. Húzza meg a zsinórt, hogy enyhe húzóerőt fejtsen ki a lábra. Minimális húzóerőt állítson be, hogy a húzósín megfelelő helyzetben maradjon.
12. A zsinórt emelje fel, és rögzítse a V-alakú rögzítőben.
13. Rögzítse a lábhevedereket, kettőt a combon, kettőt az alsó lábszáron. A sérülést vagy a térdet ne fedje be hevederrel.
14. Ha szükséges, állítsa utána a húzóerőt, hogy biztosítsa a beteg kényelmét. Ezután rögzítse újra a V-alakú rögzítőt.
15. A maradék zsinórt dugja be az alsó lábhevederbe.

MEGJEGYZÉS: 1) Addig húzza a zsinórt, amíg a beteg fájdalma csökken. Állítsa a páciens sérült lábának hosszát az egészséges lábához.

KLINIKAI ELŐNYÖK:

- Rögzítést és húzóerőt biztosít a combcsontszár töréseinél
- Csökkenti a vérzést és az izomgörcsöket
- Megakadályozza a környező izom, szövet és anatómiai struktúra további károsodását
- Enyhíti a beteg fájdalmát

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:

Minden használat után ellenőrizze a sínt. A keretnek szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A keret szappannal és vízzel tisztítható és papírtörülkövel szárazra törölhető. Ha a bokarögzítő, a lábheveder vagy az derékpánt szennyeződött vagy elhasználódott, ne használja tovább azokat, hanem cserélje újakra. Cseré esetén forduljon a FareTechez: +1-440-350-9510.

ELLENJAVALLATOK: A húzósínt nem szabad használni a combnyaktörés, térdcsonttörés és/vagy elmozdulás, valamint bokatörés esetén.

FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS KORLÁTOZÁSOK: Nincsenek

BIZTONSÁGOS ELTÁVOLÍTÁS: A terméket a helyi hatóságok által javasolt helyen kell eltávolítani.

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, jelentsen a FareTec-nek vagy azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a terméket használja, minden olyan súlyos eseményt, amelyről gyanítja, hogy kapcsolatba hozható az eszközzel. Ha lehetséges hibát gyanít, vagy egy termék nem felelt meg az elvárásainak, kérjük, jelentse ezt a vállalatnak, és adjon meg minél több információt. A vállalat telefonszáma: +1-440-350-9510.



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P
29006 Málaga-Spain



	Gyártó		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Gyógyászati eszköz		Importőr
	Olvassa el a használati útmutatót		Katalógusszám
	Gyártási dátum		Kötegg kód