

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

**NÁVOD K POUŽITÍ
LIFEBOX50**

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

LIFEBOX50 je určen pro ochranu, přepravu a dočasnou izolaci obsahu citlivého na teplotu.

URČENÍ UŽIVATELE:

První zasahující a další subjekty, které potřebují přepravu a dočasnou izolaci obsahu citlivého na teplotu.

VÝKON:

LIFEBOX50 dokáže udržovat vnitřní teplotu nad nebo pod okolní teplotou v závislosti na preferencích uživatele.

INSTRUKCE:

- Vložte jakékoli komerční studené balíčky. Umístěte je kolem užitečného zatížení, aby se zdroj rovnoměrně rozložil. Může být doporučeno zabránit tomu, aby se jakékoli léky přímo dotýkaly chladicích zdrojů. V takovém případě mezi ně umístěte bariéru.
- Vyhledejte teplotní sondu a umístěte ji blízko středu užitečného zatížení.
- Jakmile jsou všechny součásti uvnitř LIFEBOX50, ujistěte se, že se mezi okraje panelu nedostaly žádné předměty, když se víko zavírá. Zavřete rukojeti a v případě potřeby zajistěte (není součástí dodávky).
- Pravidelně monitorujte teplotu užitečného zatížení během přepravy a používání. Digitální teploměr je umístěn na přední straně LIFEBOX50.

LIFEBOX50 si často udrží svou teplotu po dobu 40-50 hodin. To se bude lišit v závislosti na okolní teplotě, užitečné zátěži a zdrojích chlazení. Víko otevírejte pouze v případě potřeby, abyste prodloužili dobu trvání. Pokud je potřeba delší období regulace teploty, vložte další zdroj chlazení a monitorujte.

Každý LIFEBOX50 je před opuštěním továrny testován, ale doporučuje se, aby každá agentura provedla zkoušku ve svém typickém pracovním prostředí a užitečném zatížení. Uživatel tak získá představu o výkonu, který může očekávat.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ: Je-li znečištěný vnitřní povrch, očistěte jej lehce navlhčeným hadříkem a malým množstvím mýdla. Víko by mělo být poté ponecháno otevřené, aby dostatečně vyschlo.

Vnější část lze čistit pouze teplou mýdlovou vodou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnku, abrazivní houby nebo chemická rozpouštědla. Po vyčištění všechny díly pečlivě osušte.

KONTRAINDIKACE: Žádné

VAROVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A OMEZENÍ: Žádná

BEZPEČNÁ LIKVIDACE: Produkt by měl být zlikvidován ve vyhrazeném prostoru podle doporučení místních úřadů.

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

UPOZORNĚNÍ: Oznamte prosím společnosti FareTec nebo příslušnému orgánu členského státu, ve kterém tento produkt používáte, jakýkoli vážný incident, který se stal a máte podezření, že souvisí s tímto zařízením. Pokud máte podezření na potenciální vadu nebo produkt nesplnil vaše očekávání, nahláste to prosím společnosti a poskytněte co nejvíce informací. Telefonní číslo společnosti: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510
(f) 440-350-9520, www.faretec.com



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006
Málaga-Spain



	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use		Catalogue number
	Date of manufacture		Batch code