

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

KÄYTTÖOHJEET

CT-6 TRACTION LASTA

KÄYTTÖTARKOITUS: CT-6 LEG TRACTION SPLINT on tarkoitettu tukemaan ja pitämään akselin keskiosan reisiluun murtumia ennen sairaalahoitoa ja potilaan kuljetusta.

KÄYTTÖAIHEET: Keskivarren reisiluun murtumat.

TARKOITETTU POTILASRYHMÄ: Aikuiset, joilla on reisiluun varsimurtumia, jotka eivät koske polviniveltä.

KÄYTTÄJÄ: Terveysthuollon ammattilaiset ja koulutettu ei-lääketieteen henkilökunta.

OHJEET:

1. Tarkista jalan verenkierto. Distaalinen pulssi jalan.
2. Leikkaa housujen jalka irti tarvittaessa
3. Arvioi vamma määrittäaksesi, tarvitaanko vetoa. Määritä kivun taso. Vertaa potilaan jalkojen pituutta.
4. Poista lasta pussista
5. Ravista lasta ylös ja alas kiinnittäaksesi putkiosat. Liitä kaikki irrotetut putket manuaalisesti.
6. Yhdistä vahingoittumattoman jalan viereen. Lastan tulee ulottua juuri lonkan harjan yläpuolelle ja 10-15 cm potilaan jalan alapuolelle.
7. Lisää tai poista putkiosia tarpeen mukaan oikean koon saavuttamiseksi. Taita irrotetut putket lastan viereen.
8. Kiinnitä nämä putken osat istukkakorkilla.
9. Kiedo lantiohihna jalan ympärille ja kiinnitä pidike korkkiin. Varmista, että solki on päällä. Ei jalan alla. Kiristä soljen hihnan löysä pää.
10. Aseta jalka nilkkakoukkuun. Käytä jalkahihnan liukuvaa päätä varmistaaksesi, että hihna on tasaisesti nilkan molemmilla puolilla. Kiedo nilkkahihna nilkan ympärille ja taita pieni kieleke kiinnittäaksesi. Kiristä jalkahihnan solki löysyyden poistamiseksi.
11. Pillerilinja kohdistaa kohtalainen jännitys. Tässä kohdassa tulee käyttää mahdollisimman vähän pitoa vain niin, että lasta lepää sopivassa asennossaan.
12. Nosta rivi ylös V-Jamiin.
13. Kääri jalkahihnat, kaksi polven yläpuolelle ja kaksi alapuolelle. Älä peitä vammoja tai polvia.
14. Käytä vetoa säätämällä jännitystä uudelleen, kunnes potilas on mukava. Nosta rivi ylös ja lukitse V-Jam uudelleen
15. Työnnä ylimääräinen viiva jalkahihnan alle

HUOMAUTUKSIA: Käytä vetoa, kunnes potilaan kiputaso on vähentynyt. Käytä vetoa, kunnes potilaan jalat ovat yhtä pitkiä.

KLIINISET EDUT:

- Tarjoa tukea ja pitoa akselin keskiosan reisiluun murtumiin
- Vähentää verenvuotoa ja lihaskouristuksia
- Estää ympäröivän lihaksen, kudoksen ja anatomisen rakenteen lisävaurioita
- Lievittää potilaan kipua

HUOLTO JA PUHDISTUS:

Tarkasta lasta jokaisen käytön jälkeen. Kehyksen tulee olla puhdas. Runko voidaan puhdistaa saippualla ja vedellä ja kuivata kertakäyttöpyyhkeellä. Jos nilkkahihnassa, jalkahihnassa tai istuinhihnassa on likaa tai ne ovat kuluneet, älä käytä niitä uudelleen, vaan ne on vaihdettava uusiin. Jos haluat vaihtaa, ota yhteyttä FareTeciin: +1-440-350-9510.

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

VASTA-AIHEET: Vetolastuja ei saa käyttää reisiluun murtumien, polven murtumien ja/tai sijoiltaanmenon ja murtuneiden nilkan kaulan hoitoon.

VAROITUKSET, VAROTOIMET JA RAJOITUKSET: Ei mitään

TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: Tuote tulee hävittää sille varattuun paikkaan paikallisten viranomaisten suosittelemalla tavalla.

HUOMAUTUS: Ilmoita FareTecille tai sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käytät tätä tuotetta, kaikista vakavista tapahtumista, jotka ovat sattuneet ja joiden epäilet liittyvän tähän laitteeseen. Jos epäilet mahdollisen virheen tai tuote ei ole vastannut odotuksiasi, ilmoita siitä yritykselle ja anna mahdollisimman paljon tietoja. Yrityksen puhelinnumero: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510
(f) 440-350-9520, www.faretec.com

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006
Málaga-Spain



	Manufacturer	EC REP	Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use	REF	Catalogue number
	Date of manufacture	LOT	Batch code