

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

GEBRUIKSAANWIJZING

QD TRACTIE SPLINTEN

BEOOGD GEBRUIK: QD LEG TRACTION SPLINT is bedoeld om ondersteuning en tractie te bieden aan mid-schacht femurfracturen tijdens pre-ziekenhuiszorg en patiëntenvervoer.

INDICATIES: Mid-schacht femurfracturen.

BEOOGDE PATIENTENGROEP: Volwassenen en kinderen (QD3-model: alleen kinderen) met schachtfracturen van het dijbeen, waarbij het kniegewricht niet betrokken is.

BEDOELDE GEBRUIKER: Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en opgeleid niet-medisch personeel.

INSTRUCTIES:

Stabiliseer het aangedane been met de hand. Snijd indien mogelijk de broekspijp weg en verwijder de schoen.

Evalueer de bloedsomloop door de dorsalis pedis en/of posterieure tibiale pols te controleren.

Verlengde spalk zodat deze 10 inch voorbij de voet steekt. Open alle stroppen om het been te accepteren.

Til het been op en breng de spalk onder het been aan zodat het zitbeenkussen van de spalk tegen de zitbeenknobbels ligt.

Bevestig de zitbeenband rond het bovenbeen.

Zet de enkelhaak rond de enkel vast. De riem moet 2,5 cm voorbij de voet uitsteken.

Bevestig de ratelriem aan de enkelhaak.

Pas stevige, zachte tractie toe door aan de hendel te draaien.

Controleer de circulatie zoals hierboven beschreven.

Overbrengen naar bord en transport.

Hex lock open - lijn de pijlen uit om de lengte aan te passen.

Hex lock gesloten - draai de hex in beide richtingen om te vergrendelen.

KLINISCHE VOORDELEN:

- Ondersteuning en tractie bieden aan femurfracturen in het midden van de schacht
- Vermindert bloedingen en spierspasmen
- Voorkomt verdere schade aan de omliggende spieren, weefsels en anatomische structuur
- Verlicht de pijn van de patiënt

ONDERHOUD EN REINIGING:

Inspectie - Na elk gebruik is een volledige inspectie van de staat vereist.

Het tractieframe moet vrij zijn van vervuiling en corrosie. Frame kan worden gereinigd met water en zeep en worden afgedroogd met een wegwerphanddoek.

Hex Lock-afstellers moeten de spalk stevig op de ingestelde lengte houden.

Inspecteer op corrosie of andere schade. Been tilbanden - Complete set inclusief vier tilbanden. Ze moeten vrij zijn van vervuiling. Ze moeten een goede elasticiteit vertonen. Vervang ze als ze tekenen van slijtage of vervuiling vertonen.

Enkel trekhaak - Inspecteer op slijtage. Vervang indien verontreinigd.

Ratelmontage - Mogelijk moet worden gesmeerd met standaard lichtgewicht kruipolie.

Vervang de band als deze verontreinigd of versleten is. Neem voor vervanging contact op met FareTec: +1-440-350-9510.

CONTRA-INDICATIES: Tractiespalen mogen niet worden gebruikt voor de nek van femurfracturen, fracturen en/of dislocatie van de knie en voor een gebroken enkel.

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

CONTRA-INDICATIES: Tractiespalken mogen niet worden gebruikt voor de nek van femurfracturen, fracturen en/of dislocatie van de knie en voor een gebroken enkel.

WAARSCHUWINGEN, VOORZORGSMaatregelen & BEPERKINGEN: Geen

VEILIGE VERWIJDERING: Het product moet worden weggegooid in de daarvoor bestemde ruimte zoals aanbevolen door de lokale autoriteiten.

KENNISGEVING: Meld elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan en waarvan u vermoedt dat het verband houdt met dit apparaat, aan FareTec of aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u dit product gebruikt. Als u een mogelijk defect vermoedt of als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, meld dit dan aan het Bedrijf en geef zoveel mogelijk informatie. Telefoonnummer bedrijf: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510
(f) 440-350-9520, www.faretec.com



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006
Málaga-Spain



	Manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Medical Device		Importer
	Consult instructions for use		Catalogue number
	Date of manufacture		Batch code