

CT-EMS Carbón

Férula de tracción pierna

Los tubos de carbono de alta resistencia




Correas de alta visibilidad fuerte y rígida

Resuelva todas sus necesidades de tracción pierna con un dispositivo compacto, potente y fiable.

*Una correa isquial más ancha para
Una mayor comodidad del paciente*



*Nueva Unidad giratoria para una mayor resistencia
y protuberancia unidad mínima*



- Tobillo enganche diseñado para todos los Tamaños.
- Sistema Integral Correa reflectante.
- Prueba de campo: 50.000 unidades en uso.
- Impide el choque del nervio perineal.
- Mínimo movimiento del paciente.
- Extender la pierna sobre la Correa, para los pacientes de gran tamaño
- nueva construcción del tubo para Mayor durabilidad

*Polea 04:01 Sistema de Tracción
Facilidad de ajuste macroeconómico.
Permite que la tracción sea la mayor
de los pacientes.*

*La unidad pesa 500 gramos
Cabe en pequeña bolsa: 27x8x8cm*



Capacitación Disponible en video:

FareTec Inc.

Se adapta tanto en adultos y niños
Las piezas de repuesto se venden por separado

1610 West Jackson St. Painesville OH
440 350 9510 f. 440 350 9520
www.faretec.com