



1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER REDI SPLINT

AVSEDD ANVÄNDNING:

Redi Splint är en flexibel skena som syftar till att ge pre-hospital immobilisering av den frakturerade extremiteten eller stukningen. Redi Splint är avsedd för engångsbruk.

INDIKATIONER: Extremitetsfrakturer och stukningar.

AVSEDD PATIENTGRUPP: Vuxna och barn med frakturer, stukningar eller andra situationer där patientens lem behöver immobiliseras.

AVSEDD ANVÄNDARE: Sjukvårdspersonal.

INSTRUKTIONER:

Beroende på områdesprotokoll kommer skenan att appliceras av en sjukvårdspersonal i enlighet med den skada som patienten ådragit sig. Denna produkt är utformad för att underlätta pre-hospital immobilisering vid ett mycket stort antal extremitetsskador. Dess exakta appliceringsmetod beror på typen av skada och den person som applicerar skenan. Vanligtvis är den utformad för att konturera den skadade extremiteten för att stödja och skydda patienten. Den lindas sedan in med ett kommersiellt bandage eller första hjälpen-tejp, beroende på den första hjälpens preferens. Detta är ett enkelt sätt att säkra skenan effektivt. Borttagning av skena ska göras försiktigt med sax, genom att klippa bort tejpens och sedan försiktigt dra bort skenan från patienten.

KLINISKA FÖRDELAR: Ge starkt stöd till alla frakturerade lemmar.

KONTRAINDIKATIONER: Inga.

VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH BEGRÄNSNINGAR: Inga.

Redi Splint ska inte återanvändas. Återanvändning av enheten kan orsaka lemskador och sårinfektion.

SÄKER AVFALLSHANTERING: Produkten ska kasseras på avsett område enligt de lokala myndigheternas rekommendationer.

ANMÄRKNING: Vänligen rapportera till FareTec eller till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du använder denna produkt varje allvarlig incident som har inträffat och du misstänker är relaterad till denna enhet. Om du misstänker att en potentiell defekt eller en produkt inte har motsvarat dina förväntningar, vänligen rapportera detta till företaget och ge så mycket information som möjligt. Företagstelefonnummer: +1-440-350-9510












FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510
(f) 440-350-9520, www.faretec.com



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006
Málaga-Spain



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  | <p>Manufacturer</p> |  | <p>Authorized representative in the European Community</p> |
|  | <p>Medical Device</p> |  | <p>Importer</p> |
|  | <p>Consult instructions for use</p> |  | <p>Catalogue number</p> |
|  | <p>Date of manufacture</p> |  | <p>Batch code</p> |
|  | <p>Do not re-use</p> | | |